

hPSC 高效冻存液 操作使用说明

一、产品简介

hPSC高效冻存液是一款**无血清**、**无外源蛋白**、**化学成分明确**的人类多能干细胞(hPSC) 冻存液产品。此产品是针对 hPSC 冻存的特殊配方,能大大降低细胞在冻存过程中的损伤, 提高细胞复苏后的存活率,能够长期有效维持 hPSC 的多向分化潜能。同时因冻存液化学成 份明确,无外源蛋白成分,批间质量稳定,适用于科研级细胞保存。

二、产品信息

表 1: hPSC 冻存保护液产品说明

产品	规格	货号	存储条件
hPSC高效冻存液	50 mL	SN-06-1210	2-8 °C

三、保存条件

1. 保存温度: 4℃。

2. 有效期: 12 个月。

四、冻存 hPSC(以 6 孔板操作为例,操作程序同样适用于其他培养容器)

- 1. 当细胞汇合度达 85% 左右可以收获冻存, 一般 6 孔板可收集 2-4×10⁶ 个活细胞/孔, 冻存 1 管。
- 2. 准备相应数量的 1.5/2 mL 冻存管,标记细胞名称、代次(P#)、日期、操作人 ID。
- 3. 取出 4℃冰箱中的 hPSC高效冻存液,置于室温预温,使用前注意摇匀。
- 4. 吸弃 hPSC 培养上清, 加入 2 mL/孔的 DPBS (不含钙镁), 轻轻摇晃数次, 再吸弃。



- 5. 加入 2 mL/孔的hPSC Dissociation Buffer, 将细胞置于 37℃培养箱中, 计时 7-8 min。
- 6. 消化结束、轻轻取出培养板、吸弃 hPSC Dissociation Buffer。
- 7. 摇匀预温的 hPSC高效冻存液,每孔加入 1 mL 冻存液,轻柔吹打,水平十字摇匀 3 次,随后吸取细胞悬液加入 1.5/2 mL 冻存管中。
- 8. 将细胞置于梯度程序降温盒中,并置-80℃冰箱中过夜,次日转入液氮罐中长期保存;或使用程控降温设备将细胞降至-80℃以下后直接转入液氮储存。

五、复苏 hPSC(以 6 孔板操作为例,操作程序同样适用于其他培养容器)

- 1. 将水浴锅预热至 37℃。
- 2. 将 Vitronectin 包被的 6 孔板,提前放置生物安全柜中约 1 小时恢复至室温(15~30℃)。
- 3. 取 4 mL hPSC 完全培养基(NcEpic 或 NcTarget),按照 1:4000 比例加入 1 μL 的 Blebbistatin(10 mM),恢复至室温(15~30℃)。

Tips: 不要在 37℃水浴锅中预温培养基。

- 4. 取出 1 支冷冻的细胞置于 37℃ 水浴锅手持轻轻摇晃, 1 min 内解冻, 肉眼观察细胞悬液内冰晶即将完全消失时取出。
- 5. 75%酒精无尘纸擦拭冻存管表面,转入生物安全柜;将细胞悬液移到事先准备好的 15 mL 离心管中,随后逐滴加入 10mL DMEM/F12,过程中轻柔晃动混匀细胞,160×g 离心 5 min。
- 6. 吸弃上清,加入预温的 4 mL 的 Blebbistatin + hPSC 完全培养基(NcEpic 或 NcTarget)混 匀细胞,尽量避免吹打。
- 7. 吸弃 6 孔板中 2 孔的Vitronectin 包被液, 将混匀的细胞按照 2 mL/孔接种到 2 孔中。
- 8. 水平十字摇匀三次,置于 37℃ , 5%CO2 浓度,饱和湿度的培养箱中,再次水平十字摇匀三次,培养。
- 9. 18-24 小时后换新 hPSC 完全培养基 (NcEpic 或 NcTarget), 之后每天更换培养基。